

Mahsulot haqida savollar:

1. Korega olinadigan tish protezlarini mahkamlash vositasidan qanday foydalanish kerak?

- Tish protezlarini tozalang va quriting.
- Qadoqdagi ko'rsatmalarga muvofiq, tish protezi chetiga uncha yaqin bo'lmagan qisqa chiziqlar bilan Korega mahkamlash (fiksatsiya) uchun vositasini surting.
- Tish protezlarini o'rnatishdan oldin og'zingizni chaying.
- Protezlarni og'iz bo'shlig'iga joylashtiring, ishonchli mahkamlanishi uchun bir necha soniya davomida jag'larni mahkam birlashtiring va bosing.
- Birinchi marta foydalanganda oz miqdordagi vositani surting. Tish protezingiz uchun optimal miqdordagi vositani tanlash uchun bir nechta marta surtish kerak bo'lishi mumkin. Ovqatlanish yoki ichishni boshlashdan oldin bir necha daqiqa kuting. Har doim qadoqdagi ko'rsatmalarga amal qiling.

2. Olinadigan protezlarni mahkamlash uchun mahsulotlardan muntazam ravishda foydalansam bo'ladimi?

Tish protezlarini mahkamlash uchun Korega vositasi foydalanish ko'rsatmalariga muvofiq foydalanilganda o'zini samarali yopishtiruvchi vosita sifatida ko'rsatdi. Millionlab odamlar Xeleon kompaniyasining Tish protezlarini mahkamlash vositalaridan muntazam ravishda foydalanadilar, ular odatda maqsadga muvofiq foydalanilganda yaxshi muhosaba qilinadi. Tish protezi to'g'ri o'rnatilganligiga ishonch hosil qilish uchun foydalanuvchilarga muntazam ravishda tish shifokoriga tashrif buyurish tavsiya etiladi.

3. Men foydalanishim mumkin bo'lgan olinadigan tish protezlarni mahkamlash vositaning bir sutkada ishlatishim mumkin bo'lgan miqdoriga cheklov bormi?

Siz har doim foydalanish bo'yicha yo'rinomaga rioya qilishingiz va kerakli natijaga erishishishingiz uchun zarur bo'lgan yopishtiruvchi vositaning eng kam miqdoridan foydalanishingiz kerak. Protezni mahkamlash vositasidan foydalanish bo'yicha yo'riqnomalarga muvofiq kun davomida bir marta qo'llash mumkinligi isbotlangan.

4. Agar olinadigan tish protezlarni mahkamlash vositasidan ozgina yutsam nima bo'ladi? Belgilangan maqsadda ishlatilganda ushbu mahsulotning oz miqdorini yutish hech qanday zarar yetkazmaydi. Tish protezlarini mahkamlash vositasi odatda yaxshi muhosaba qilinadi va tasdiqlangan xavfsizlik profiliga ega. Xeleon kompaniyasi xavfli signallarni aniqlash jarayonini faol ravishda kuzatib boradi va mahsulotni har doim yo'riqnomalarga muvofiq ishlatishni tavsiya qiladi.

Tish protezlarini mahkamlash vositasidan ko'p miqdorda yutishdan saqlanish kerak. Biz har doim Xeleon kompaniyasining mahsulotlarini yo'riqnomalarga muvofiq ishlatishni tavsiya etamiz.

5. Nega ba'zida tish protezlarini mahkamlaydigan Korega vositasidan foydalanganda, u protez ostidan biroz sizib chiqadi?

Agar siz tish protezlarini mahkamlash vositasi protezlar ostidan bir oz sizib chiqayotganini sezsangiz, bu siz juda ko'p surtayotganingizdan dalolat beradi. Sizib chiqish holatida ishlatiladigan tish protezlarini mahkamlash vositasi miqdorini kamaytiring. Esingizda bo'lsin, Korega tish protezlarini mahkamlash vositasi kun bo'yi o'z xususiyatlarini saqlab qoladi, shuning uchun siz uni kuniga bir martadan ko'proq qo'llamasligingiz kerak.

6. Korega olinadigan tish protezlarini mahkamlash vositasi qancha vaqt ta'sir qiladi?

Bizning tarkiblar yaxshi moslashtirilgan protezlarni kun davomida (12 soatgacha)* individual xususiyatlarga, tish protezining shakliga va tupuk ajralish, shuningdek iste'mol qilinadigan oziq-ovqat va ichimliklar hajmiga qarab samarali mahkamlashni ta'minlaydi. Tish shifokoriga muntazam tashrif buyuring. Tish protezlarini noto'g'ri o'rnatish sog'lig'ingizga zarar yetkazishi mumkin.

* Yopishtiruvchi krem yo'qligi bilan solishtirganda. Varghese R. et al. Hozirda sotilayotgan ikkita protez yopishtiruvchi mahsulotni baholovchi tishlash kuchining tasodifiy tadqiqoti, Clin Exp Dent Res, 2019, 5: 276-283

7. Korega olinadigan tish protezlarini mahkamlash vositalari qanday ishlaydi?

Klinik tadqiqotlarda Korega olinadigan tish protezlarini mahkamlash vositalari kun davomida ishonchli mahkamlashini va protez ostiga oziq-ovqat zarralari kirib qolishidan himoya qilishini ko'rsatdi**. Tish protezlarini jismoniy ushlab turish namlik (tupuk) ta'sirida vosita shishib, tish protezi va to'qima yuzasi orasidagi havoni siqib chiqarganda sodir bo'ladi. Protez va tish milkleri orasidagi bo'sh joy qisqaradi, bu bemorga qattiqroq tishlash va sog'lom, xilma-xil ovqatlanish uchun ko'proq ishonch beradi.

** yopishqoq krem yo'qligi bilan solishtirganda. Patel et al. J Dent Res, 2020, 99 (Spec Iss A):0992.

8. Qanday qilib Korega olinadigan tish protezlarini mahkamlash vositasi protez ostiga oziq-ovqat zarralarining kirishiga yo'l qo'ymaydi?

Korega tish protezlarini mahkamlash vositalari milk va protezlar yuzasi o'rtasida jismoniy to'siq hosil qiladi. Bunday jismoniy to'siq oziq-ovqat zarralarini milklar va tish protezlari orasida ushlab turishga yordam beradi.

9. Qanday qilib og'izni va tish protezlari yuzasini protezlarni mahkamlash vositasidan tozalash mumkin?

Siz og'zingizni iliq suv bilan chayishingiz, so'ngra protezni sekin tebranma harakatlar bilan og'iz bo'shlig'idan chiqarib olishingiz kerak.

Tish protezlari yuzasini protezlarni mahkamlash vositasi qoldiqlaridan tozalash uchun protezni qadoqdagi yo'riqnomalarga muvofiq Korega tish protezlarini tozalash vositasiga joylashtiring.

Og'izdan krem qoldiqlarini iliq suv va yumshoq cho'tka yordamida olib tashlang

10. Homilador ayollar tomonidan Korega protezlarni mahkamlash vositasidan foydalanish xavfsizmi?

Homiladorlik paytida Xeleon kompaniyasining tish protezlarini mahkamlash vositalardan foydalanishga qarshi ko'rsatmalar mavjud emas.

11. Mahsulotlardan foydalanish bo'yicha savollar qoldimi?

Agar Sizda mahsulotlardan foydalanish bo'yicha savollar qolgan bo'lsa, unda ular quyidagi bandlarda ko'rsatilgan va shuningdek, eng keng tarqalgan savollarning to'liq ro'yxati bilan <https://corega.com/ru-ru/frequently-asked-questions/> havolasi orqali tanishishingiz mumkin: