

Вопросы о продукте:

1. Как использовать средство для фиксации съёмных зубных протезов Корега?

- Очистите и высушите зубные протезы.
- Нанесите средство для фиксации Корега в соответствии с указаниями на упаковке короткими полосками не слишком близко к краю зубного протеза.
- Прополощите рот перед установкой зубных протезов.
- Установите протезы в ротовую полость, плотно прижмите и сомкните челюсти для надёжной фиксации на несколько секунд.
- При первом использовании нанесите небольшое количество средства для фиксации. Для подбора оптимального количества средства для вашего зубного протеза может потребоваться несколько нанесений. Подождите несколько минут, прежде чем начать есть или пить. Всегда следуйте инструкциям на упаковке.

2. Могу ли я использовать средства для фиксации съёмных протезов регулярно?

Средство для фиксации зубных протезов Корега зарекомендовало себя как эффективное адгезивное средство при использовании в соответствии с инструкциями по применению. Миллионы людей регулярно используют средства для фиксации производства компании Хелеон, которые обычно хорошо переносятся при использовании по назначению. Пользователям рекомендуется регулярно посещать стоматолога, чтобы убедиться в правильности установки зубного протеза.

3. Существует ли ограничение количества средства для фиксации съёмных зубных протезов, которое я могу использовать в сутки?

Вы всегда должны следовать инструкциям по применению и использовать наименьшее количество адгезивного средства, необходимое для получения желаемого результата. Доказано, что средство можно наносить один раз в день в соответствии с инструкциями по применению для фиксации протеза на протяжении всего дня.

4. Что произойдет, если я проглочу немного средства для фиксации съёмных зубных протезов?

Проглатывание небольшого количества данного продукта при использовании по назначению не наносит какого-либо вреда. Средство для фиксации зубных протезов обычно хорошо переносится и имеет зарекомендовавший себя профиль безопасности. Компания Хелеон активно следует процессу определения опасных сигналов и рекомендует всегда использовать продукт в соответствии с инструкциями. Следует избегать проглатывания большого количества средства для фиксации зубных протезов. Мы всегда рекомендуем использовать продукцию компании Хелеон в соответствии с инструкциями.

5. Почему иногда при использовании средства для фиксации съёмных зубных протезов Корега оно немного просачивается из-под протезов?

Когда вы чувствуете, что средство для фиксации зубных протезов немного просачивается из-под протезов, это признак того, что вы наносите слишком много средства. В случае просачивания уменьшите количество применяемого средства для фиксации зубных протезов. Помните, что средство для фиксации зубных протезов Корега сохраняет свои свойства в течение всего дня, поэтому вам не следует наносить его чаще одного раза в день.

6. Как долго действует средство для фиксации съёмных зубных протезов Корега?
Наши составы обеспечивают эффективную фиксацию хорошо подогнанных зубных протезов в течение всего дня (до 12 часов)* в зависимости от индивидуальных особенностей, формы зубного протеза и объема слюноотделения, а также потребляемых продуктов питания и напитков. Регулярно посещайте стоматолога. Неправильная установка зубных протезов может нанести вред вашему здоровью.

* По сравнению с отсутствием адгезивного крема. Varghese R. et al.

Рандомизированное исследование силы прикуса, в котором оценивались два продаваемых в настоящее время адгезивных продукта для зубных протезов, Clin Exp Dent Res, 2019, 5: 276-283

7. Как действуют средства для фиксации съёмных зубных протезов Корега?

В клинических исследованиях средства для фиксации зубных протезов Корега продемонстрировали надежную фиксацию в течение всего дня и защиту от попадания частиц пищи под протез**. Физическое удержание зубных протезов происходит, когда средство для фиксации набухает при воздействии влаги (слюны) и вытесняет воздух между зубным протезом и поверхностью ткани. Свободное пространство между протезом и деснами сокращается, придавая пациенту большую уверенность, позволяя сильнее надкусывать пищу и придерживаться здорового разнообразного рациона.

** по сравнению с отсутствием адгезивного крема. Patel et al. J Dent Res, 2020, 99 (Spec Iss A):0992.

8. Каким образом средство для фиксации съёмных зубных протезов Корега не допускает попадание частиц пищи под протез?

Средства для фиксации зубных протезов Корега формируют физический барьер между десной и поверхностью протезов. Такой физический барьер помогает предотвратить попадание частиц пищи между деснами и зубным протезом.

9. Как удалить средство для фиксации съёмных зубных протезов изо рта и с поверхности зубных протезов?

Вы должны прополоскать рот теплой водой, а затем извлечь протез из ротовой полости при помощи медленных раскачивающихся движений.

Для удаления остатков средства для фиксации с поверхности зубных протезов поместите протез в средство для очищения зубных протезов Корега в соответствии с инструкциями на упаковке.

При помощи теплой воды и мягкой щетки удалите остатки крема изо рта

10. Безопасно ли использование средства для фиксации Корега беременными женщинами?

Противопоказания к применению средств для фиксации зубных протезов компании Хелеон во время беременности отсутствуют.

11. Остались вопросы по использованию продукции?

Если у Вас есть вопросы по использованию продукции, то они указаны в пунктах ниже и также со всем списком наиболее частых вопросов можно ознакомиться по ссылке:

<https://corega.com/ru-ru/frequently-asked-questions/>